



## Wkładki formujące brodawki sutkowe

## Инструкция по применению Формирователи сосков

## Használati utasítás Mellbimbó-formáló kagyló

## Návod k použití Formovače bradavek

## Kullanma talimatları Meme ucu kalıpları

## Formovače bradavek

## Kullanma talimatları Meme ucu kalıpları

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Wkładki formujące brodawki sutkowe

Wkładki formujące brodawki sutkowe Medela są bardzo wygodne do noszenia. Dyskretny kształt i elastyczna, delikatna dla skóry silikonowa membrana sprawiają, że wkładki są mile w dotyku i niewidoczne podczas noszenia. Wkładki formujące przygotowują płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe do karmienia. Płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe utrudniają karmienie piersią. Niektóre dzieci mają problemy z prawidłowym chwyceniem takiej brodawki, co może powodować ból brodawki sutkowej. Silikonowa membrana delikatnie naciska otoczkę brodawki, stopniowo wypychając brodawkę sutkową. Taką terapię można rozpocząć podczas ciąży (od około 32 tygodnia). Początkowo wkładki formujące należy nosić godzinę dziennie i stopniowo wydłużać czas noszenia do około 8 godzin dziennie, również po porodzie w przerwach między karmieniem (1/2-1 godziny dziennie przed karmieniem). Proszę nie zakładać wkładek na noc, aby uniknąć lekkiej wysypki.

## Wkładki formujące brodawki sutkowe

## Kullanma talimatları Meme ucu kalıpları

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Формирователи сосков

Формирователи сосков Medela удобны при ношении. Силиконовая мембрана анатомической формы приятна на ощупь и незаметна под одеждой. Отверстия в верхней части формирователей пропускают воздух, что уменьшает влажность и оказывает лечебный эффект. Формирователи сосков подготавливают плоские или втянутые соски к кормлению. Плоские или втянутые соски осложняют процесс грудного вскармливания. В некоторых случаях малыши плохо захватывают соски, что приводит к появлению трещин. Нежное нажатие силиконовой мембраны формирователя на ареолу помогает соскам приобрести выпуклую форму. Использование формирователей сосков можно начать до или во время беременности (начиная примерно с 32-ой недели). Начните носить формирователи в течение 1 часа в день и постепенно доведите время использования до 8 часов в день. После родов формирователи необходимо использовать между кормлениями, одевая за 1/2-1 час до предполагаемого кормления. Во избежание болезненных ощущений снимайте на время сна.

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Mellbimbóformáló kagyló

A Medela mellbimbóformálókat kényelmes viselni. A diszkrét forma és a bőrbarát, rugalmas szilikonmembrán garantálja a kényelmet és a láthatatlan viseletet. A mellbimbóformáló kagyló előkészíti a lapos vagy befele forduló mellbimbókat a szoptatásra. A lapos vagy befele forduló mellbimbók megnehezíthetik a szoptatást. A csecsemőknek gyakran nehéz dolga van az ilyen mellbimbókkal, és a nehéz szoptatás a mellbimbók begyulladásához vezethet. A szilikonmembrán által a bimbóúdvarra kifejett enyhe nyomás fokozatosan kifordítja a mellbimbót. A terápia a terhesség alatt kezdhető meg (kb. a 32. héttől kezdődően). A mellbimbóformáló kagylót eleinte napi 1 óráig viselje, majd fokozatosan növelje ezt napi 8 órára, és a szülés után, a szoptatások között is hordja (1/2-1 órával a szoptatás előtt).

**Összeszerelés és használat**
Helyezze a szilikonmembránt a kagylóra. Ügyeljen arra, hogy minden oldalán megfelelően illeszkedjen. Az összeállított mellbimbóformálót helyezze a melltartóba úgy, hogy a szilikonmembránban lévő nyílás a mellbimbó fölött helyezkedjen el. A váz szellőzőnyílásainak felfelé kell nézniük. A mellbimbóformáló használatakor javasolt szoptatós melltartót viselni, mivel az tágasabb, és több helyet biztosít a formáló számára.
**Vigyázat:** A kagylóban összegyűlt tejét ne adjá a csecsemőnek.

**Tisztítási útmutató**
**Az első használat előtt, majd azt követően naponta egyszer**
Helyezze a szétszedett alkatrészeket egy hideg vízzel feltöltött kis edénybe. Desztillált víz használatra javasolt. Csapvíz használat esetén a vízhez érdemes egy teáskanálnyi citromsavat adni, hogy megelőzzük a vízkövesedést. A vizet forralja fel, és körülbelül 5 percig tartsa forrásban. Öntse le a vizet, és az alkatrészeket helyezze egy tiszta ruhára száradni.

## Formovače bradavek

**Minden használat után**
Szedje szét az eszközt. A kagylókat és a membránokat enyhe mosószeres oldattal mossa át, majd hideg vízzel alaposan öblitse le, és egy tiszta textiliára helyezve szárítsa meg őket.

**Megjegyzés**
A kagylók és a membránok mosogatógépben vagy autoklávban is tisztíthatók.

**Anyaga**
Kagyló: polipropilén / Szilikonmembrán: szilikon

**Ártalmatlanítás**
Az országban érvényben lévő szabályozás szerint. CE-jelzés a 93/42/EEK irányelv alapján

## Formovače bradavek

Formovače bradavek Medela jsou pohodlné pro nošení. Díky diskrétnímu tvaru a pružné silikonové membráně, která jemně dosedá na pokožku, se příjemně nosí a nejsou vidět. Formovače bradavek připravují ploché nebo vpáčené bradavky na kojení. Ploché nebo vpáčené bradavky ztěžují kojení. Některé děti se k takovým bradavkám obtížně přisávají a bradavky jsou po kojení rozbolavělé. Jemným tlakem silikonové membrány na dvorec bradavky se bradavka postupně formuje do správného tvaru. Terapii je možné zahájit během těhotenství (přibližně od 32. týdne dále). Začnete nosit formovače nejdříve 1 hodinu denně a postupně nošení prodlužujete až na 8 hodin denně, po porodu asi 30 minut až hodinu před kojením. Nenoste je v noci, aby nedošlo k vytvoření bolavých míst.

**Sestavení a použití**
Nasaďte silikonovou membránu na formovač. Dbejte na to, aby dosedla po celém obvodu. Složený formovač vložte do podprsenky. Bradavku umístěte do středu otvoru silikonové membrány. Větrací otvory ve formovači musí směřovat nahoru. Při používání formovačů doporučujeme nosit podprsenky pro kojící matky. Tyto podprsenky jsou prostornější a formovač v nich bude lépe sedět.
**Varování:** Mléko zachycené formovačem nepodávejte dítěti. Toto mléko zlikvidujte.

**Pokyny pro čištění**
**Před prvním použitím, následně jednou denně:**
Vložte rozebrané části do malého hrnce naplněného studenou vodou. Doporučujeme použít destilovanou vodu. Pokud použijete vodu z vodovodu, přidejte do vody lžičku kyseliny citrónové, abyste zabránili usazování vodního kamene. Přiveďte vodu k varu a nechte ji vařit přibližně 5 minut. Vylijte vodu, položte části formovače na čistou podložku a nechte je uschnout.

## Formovače bradavek

**Po každém použití**
Rozložte formovač. Formovače a membrány omyjte v horké jarové vodě, důkladně opláchněte studenou vodou a nechte uschnout na čisté podložce.

**Možnosti čištění**
Formovače a membrány lze umístit do myčky nádobí nebo do sterilizátoru.

**Materiál**
Formovač: polypropylen / Membrána: silikon

**Likvidace**
Dodržujte místní předpisy. CE značka dle 93/42/EEC

## Meme ucu kalıpları

Medela meme ucu kalıpları konforlu bir şekilde giyilebilir. Cilde nazik davranan şekli ve esnek silikon membranı, hoş ve görünmez bir şekilde giyilmesini sağlar. Meme ucu kalıpları düz veya içeri girmiş meme uçlarını emzirmeye hazırlar. Düz veya içeri girmiş meme uçları emzirmeyi zorlaştırabilir. Bazı bebekler bu tip meme uçlarına kenetlenmekte güçlük çekerler ve meme uçlarının acımasına yol açarlar. Silikon membranın areola üzerine uyguladığı hafif basınç, meme ucunu kademelî olarak dışarı çıkmaya zorlar. Tedaviye hamilelik döneminde başlanabilir (32. haftadan itibaren). Meme ucu kalıpları günde bir saat takarak başlınız, kademelî olarak günde yaklaşık 8 saate çıkartınız ve doğumdan sonra emzirirken de kullanmaya devam ediniz (emzirmeden önce 1/2-1 saat). Hassas noktalar oluşmasının önlemek için geceleri takmaktan kaçınınız.

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek

## Formovače bradavek