


540 mm

77 mm
70 mm
63 mm

medela

Thanks for your order!

Get started with your Reusable Breast Milk Storage Bags – our sustainable storage solution.




One-piece, double seal, ensuring no leaks for better protection of the unique nutrients and components naturally present in your precious milk.
Double usage: Use it to store in a fridge or in your freezer.
Reuse each bag up to **500 times**.

Instructions for use Reusable Breast Milk Storage Bags

Gebrauchsanweisung Mehrweg-Muttermilchbeutel

Mode d'emploi Sachets de conservation pour lait maternel réutilisables



ENGLISH

Instructions for Use:
Medela Reusable Breast Milk Storage Bags
This bag is intended to be used for storing, transporting and warming up breast milk.

Helpful Tips

- 1 Prior to first use, wash your hands with soap and clean the bag following instructions stated in 7.
- 2 Wash your hands with soap and water and dry thoroughly before touching the bag. Do not fill bag past the 220 ml / 7oz mark, breast milk expands as it freezes.
- 3 After filling, make sure the bag opening is clean and dry, gently remove the excess air from inside the bag and seal well. Seal and close the bag fully to avoid leakage. Label the breast milk storage bag before storing.
- 4 Refrigerate or freeze your breast milk immediately after expressing. Can be kept for 3 days in fridge or 180 days in the freezer. Avoid placing items > 2kg / 70oz on top of the bags when refrigerated or frozen.
- 5 To thaw, breast milk can be defrosted in the fridge in around 12 hours. Alternatively, hold the bag of frozen milk under warm running water (a maximum of 37°C or 99°F).
- 6 To warm your milk to body temperature (approx. 37°C or 99°F) by placing the storage bag into a bowl, jug or cup of lukewarm water. Gently swirl the storage bag during warming without shaking to mix the fat and other milk components.
- 7 Clean the bag immediately after use to avoid dry up of milk residues and to prevent from growth of bacteria. Rinse the bag in cold running water. Clean the bag using hand hot water with detergent, gently wipe the opening with a cloth, take care not to damage the bag when using a brush. Alternatively, you can wash the bags in the dishwasher upside down on the top rack (65°C or 149°F). You can sanitize using the Quick Clean™ Microwave Bags or by boiling for 10 minutes (100°C or 212°F).
- 8 After cleaning, allow the bag to air dry thoroughly in the upside-down position. After drying, seal it well and store it away until the next use. Avoid touching the inside of the bag.
- 9 **Disposal: According to local regulations.**
Do not thaw frozen breast milk or warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water to prevent burns.
Do not refreeze previously thawed breast milk.
Discard remaining breast milk after feeding the baby. Each bag can be reused up to 500 times.
Keep the product away from sunlight. Food colorings may discolor components which will not affect performance. Throw away at the first signs of damage or weakness.
Do not use a damaged product.
Contents may vary from picture.
Keep the product out of reach of children.
One-piece, double seal, ensuring no leaks for better protection of the unique nutrients and components naturally present in your precious milk.
Double usage: Use it to store in a fridge or in your freezer.

DEUTSCH

Gebrauchsanweisung:
Medela Mehrweg-Muttermilchbeutel
Dieser Beutel dient zum Aufbewahren, Transportieren und Aufwärmen von Muttermilch.

Hilfreiche Tipps

- 1 Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihre Hände mit Seife und reinigen Sie den Beutel gemäß den Anweisungen unter Punkt 7.
- 2 Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie den Beutel berühren. Befüllen Sie den Beutel nicht über die 220-ml-Markierung (7 oz) hinaus, da sich Muttermilch beim Einfrieren ausdehnt.
- 3 Stellen Sie nach dem Befüllen sicher, dass die Beutelloffnung sauber und trocken ist, entfernen Sie vorsichtig überschüssige Luft aus dem Beutelmündungsbereich und verschließen Sie den Beutel gut. Verschließen Sie den Beutel fest und vollständig, um ein Auslaufen zu vermeiden. Beschriften Sie den Muttermilchbeutel vor der Lagerung.
- 4 Legen Sie Ihre Muttermilch unmittelbar nach dem Abpumpen in den Kühlschrank oder frieren Sie sie ein. Kann 3 Tage im Kühlschrank oder 180 Tage im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Legen Sie im Kühl- oder Gefrierschrank keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 2kg / 70oz auf die Beutel.
- 5 Zum Auftauen kann die Muttermilch für etwa 12 Stunden in den Kühlschrank gelegt werden. Alternativ können Sie den Beutel mit gefrierfreiem Milch auch unter laufendes warmes Wasser (max. 37°C) halten.
- 6 Um Ihre Milch auf Körpertemperatur (ca. 37°C) zu erwärmen, legen Sie den Beutel in eine Schüssel, einen Krug oder eine Tasse mit lauwarmem Wasser. Schwenken Sie den Beutel während des Erwärmens vorsichtig, ohne ihn zu schütteln, um das Fett und die anderen Milchbestandteile zu vermischen.
- 7 Reinigen Sie den Beutel sofort nach der Verwendung, um ein Entrocknen von Milchresten und das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Spülen Sie den Beutel unter kaltem fließendem Wasser aus. Reinigen Sie den Beutel mit handwarmem Wasser und Spülmittel, wischen Sie die Öffnung vorsichtig mit einem Tuch ab, und achten Sie darauf, den Beutel bei Verwendung einer Bürste nicht zu beschädigen. Alternativ können Sie die Beutel auch mit der Öffnung nach unten in der Geschirrspülmaschine im oberen Korb (65°C) waschen. Die Desinfektion können Sie mithilfe der Quick Clean™ Mikrowellenbeutel oder durch 10-minütiges Kochen (100°C) durchführen.
- 8 Lassen Sie den Beutel nach der Reinigung mit der Öffnung nach unten gründlich lufttrocknen. Nach dem Trocknen fest verschließen und bis zur nächsten Verwendung an einem geschützten Ort aufbewahren. Berühren Sie den Beutel nur außen und nicht an den Innenseiten.
- 9 **Entsorgung: Gemäß lokalen Vorschriften.**
Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie zum Auftauen gefrorener Muttermilch oder zum Erwärmen der Muttermilch weder eine Mikrowelle noch einen Topf mit kochendem Wasser. Frieren Sie zuvor aufgetaute Muttermilch nicht wieder ein.
Entsorgen Sie die restliche Muttermilch, nachdem Sie das Baby gefüttert haben.
Jeder Beutel kann bis zu 500 Mal verwendet werden.
Schützen Sie das Produkt vor Sonneneinstrahlung. Farbstoffe von Lebensmitteln können Teile verfärben, was jedoch keinen Einfluss auf die Funktion hat. Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Der Packungsinhalt kann vom Bild abweichen.
Bewahren Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern auf. Einteilig mit doppelreihigem Verschluss, der ein Auslaufen verhindert und dafür sorgt, dass die einzigartigen Nährstoffe und Bestandteile, die natürlicherweise in Ihrer wertvollen Muttermilch enthalten sind, besser geschützt werden.
Doppelte Verwendung: Verwenden Sie das Produkt zur Aufbewahrung im Kühlschrank oder in Ihrem Gefrierschrank.

FRANÇAIS

Mode d'emploi :
Sachets de conservation pour lait maternel réutilisables
Medela
Ce sachet est destiné à être utilisé pour conserver, transporter et réchauffer le lait maternel.

Conseils utiles

- 1 Avant la première utilisation, lavez-vous les mains avec du savon et nettoyez le sachet en suivant les instructions indiquées à l'étape 7.
- 2 Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau avant de toucher le sachet. Ne remplissez pas le sachet au-delà de 220 ml / 7 oz, car le lait maternel prend du volume en congelant.
- 3 Après le remplissage, assurez-vous que l'ouverture du sachet est propre et sèche, retirez délicatement l'excès d'air à l'intérieur du sachet et scellez-le avec soin. Étiquetez le sachet de conservation pour lait maternel avant de le stocker.
- 4 Réfrigérez ou congélez votre lait maternel immédiatement après l'expression. Il peut se conserver 3 jours au réfrigérateur ou 180 jours au congélateur. Évitez de poser des articles de plus de 2 kg / 70 oz sur les sachets lorsqu'ils sont réfrigérés ou congelés.
- 5 Le lait maternel peut être décongelé au réfrigérateur en 12 heures environ. Vous pouvez également passer le sachet de lait congelé sous un jet d'eau tiède (à 37°C ou 99°F max.).
- 6 Pour réchauffer votre lait à température corporelle (environ 37°C ou 99°F), placez le sachet de conservation dans un bol, une carafe ou une tasse d'eau tiède. Pendant le cycle de réchauffage, agitez doucement le sachet de conservation sans le secouer pour mélanger la matière grasse et les autres composants du lait.
- 7 Nettoyez le sachet juste après utilisation pour éviter que des résidus de lait ne sèchent et pour empêcher la prolifération de bactéries. Rincez le sachet à l'eau froide. Nettoyez le sachet avec de l'eau tiède et du détergent, essayez délicatement l'ouverture avec un chiffon, veillez à ne pas endommager le sachet si vous utilisez une brosse. Vous pouvez également laver les sachets au lave-vaisselle, placés à l'envers sur le panier supérieur (65°C ou 149°F). Vous pouvez le nettoyer en utilisant les sachets pour micro-ondes Quick Clean™ ou en le faisant bouillir pendant 10 minutes (100°C ou 212°F).
- 8 Après le nettoyage, laissez le sachet sécher à l'air libre en position retournée. Après séchage, refermez-le bien et rangez-le jusqu'à la prochaine utilisation. Évitez de toucher l'intérieur du sachet.
- 9 **Mise au rebut : Conformément à la réglementation locale.**
Ne pas décongeler le lait maternel congelé et ne pas le réchauffer au micro-ondes ou dans une casserole d'eau bouillante afin d'éviter les brûlures.
Ne jamais recongeler du lait maternel précédemment décongelé.
Jeter le reste du lait maternel après avoir nourri le bébé. Chaque sachet est réutilisable jusqu'à 500 fois.
Conserver le produit à l'abri de la lumière du soleil. Les colorants alimentaires peuvent décolorer les composants, sans pour autant en affecter les performances. Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
Ne pas utiliser un produit endommagé.
Photos non contractuelles.
Conserver le produit hors de portée des enfants.
Double joint d'une seule pièce, garantissant l'absence de fuites pour une meilleure protection des nutriments et composants uniques naturellement présents dans votre précieux lait.
Double usage : À utiliser pour conservation au réfrigérateur ou au congélateur.

ITALIANO

Istruzioni per l'uso:
Sachet per la conservazione del latte materno Medela
Questo sachet è destinato alla conservazione, al trasporto e al riscaldamento del latte materno.

Suggerimenti utili

- 1 Prima del primo uso, lavare le mani con sapone e pulire la sacca seguendo le istruzioni riportate al punto 7.
- 2 Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare la sacca. Non riempire la sacca oltre i 220 ml / 7oz contrassegnati, perché il latte materno si espande quando congela.
- 3 Dopo il riempimento, assicurarsi che l'apertura della sacca sia pulita e asciutta, quindi rimuovere l'aria in eccesso dall'interno della sacca e sigillare bene. Sigillare e chiudere completamente la sacca per evitare perdite. Prima di riportarlo, etichettare la sacca per la conservazione del latte materno.
- 4 Refrigerare o congelare il latte materno immediatamente dopo l'estrazione. Può essere conservato per 3 giorni in frigo o 180 giorni in congelatore. Evitare di posizionare articoli di peso superiore a 2 kg / 70 oz sopra le sacche refrigerate o congelate.
- 5 Il latte materno può essere scongelato nel frigorifero in circa 12 ore. In alternativa, tenere la sacca contenente il latte congelato sotto l'acqua calda corrente (max. 37°C).
- 6 Per riscaldare il latte a temperatura corporea (circa 37°C), posizionare la sacca in una bacinella, caraffa o ciotola di acqua tiepida. Rotolare delicatamente la sacca durante il riscaldamento, senza scuoterla, per miscelare il grasso e gli altri componenti del latte.
- 7 Pulire la sacca subito dopo l'uso per evitare l'asciugazione di residui di latte e prevenire la formazione di batteri. Sciacquare la sacca con acqua corrente fredda. Pulire la sacca con acqua calda e detergente, strofinare delicatamente l'apertura con un panno, prestando attenzione a non danneggiare la sacca se si usa una spazzola. In alternativa, è possibile lavare le sacche capovolve in lavastoviglie, posizionandole nel ripiano superiore (65°C). È possibile effettuare la disinfezione utilizzando le sacche per microonde Quick Clean™ o bollendo per 10 minuti (100°C).
- 8 Dopo la pulizia, far asciugare completamente la sacca capovolta all'aria. Una volta asciutta, sigillarla bene e conservarla fino all'uso successivo. Evitare di toccare l'interno della sacca.
- 9 **Smaltimento: Conformemente alle disposizioni locali.**
Non scongelare né riscaldare il latte materno nel forno a microonde o in una pentola di acqua bollente per evitare ustioni.
Non ricongelare latte materno precedentemente scongelato.
Gettare via il latte rimanente dopo aver allattato il bambino. Ogni sacca può essere utilizzata fino a 500 volte.
Tenere il prodotto lontano dalla luce solare. Le colorazioni dei cibi possono scolorire i componenti senza comprometterne il funzionamento. Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
Non utilizzare un prodotto danneggiato.
I contenuti possono differire dall'immagine.
Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Pezzo unico, a doppia sigillatura, per evitare perdite e garantire una migliore protezione delle sostanze nutritive e componenti specifici naturalmente presenti nel preziosissimo latte materno.
Doppio uso: Utilizzare per conservare il latte in frigo o in congelatore.

Keep away from sunlight. Vor Sonnenlicht schützen. Conserver à l'abri de la lumière du soleil. Tenere lontano dalla luce solare.

Keep dry. Vor Sonnenlicht schützen. Conserver au sec. Conservare in un luogo asciutto.

The packaging contains products intended to come in to contact with food according to regulation 1935/2004. Die Verpackung enthält Produkte, die gemäß Verordnung 1935/2004 dazu geeignet sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. L'imballaggio contiene prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.

Read and follow the instructions for use. Gebrauchsanweisung lesen und befolgen. Lire et respecter le mode d'emploi. Leggere e seguire le istruzioni per l'uso.

Do not heat in microwave. Nicht in der Mikrowelle erhitzen. Ne pas réchauffer au micro-ondes. Non scaldare in microonde.

Medela Consumer AG
Löffelstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

© Medela AG

EU Responsible Person/Importer:
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2,
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support

Medela UK Ltd
Unit 3 Huntsman Drive
Northbank Industrial Park, Mram
Manchester M44 5EG
United Kingdom
www.medela.com/support

Distributed by - Distribué par - Distribuito per
Medela LLC
1101 Corporate Drive,
McHenry, IL 60050, USA
Phone (800) 435-8316 or (815) 363-1166
customer.service@medela.com
www.medela.us
www.medelam.com

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent, #8
Mississauga, ON, L5L 0A1, Canada
Phone (800) 435-8316 or (905) 608-7272
info@medela.ca
www.medela.ca



MCAG Ref. IFU 101046502 - 04CE/1.1

210 mm

