


How to use



Storage

	 19–26 °C 66–78 °F	 ≤ 4 °C 39 °F	 -18 – -20 °C 0 – -4 °F
	 4h	 3x	 180x

- EN** | Label breast milk storage bag before filling
 | Do not fill bag past the 180ml mark, breast milk expands as it freezes
 | When on the go, you may store your milk in an insulated cooler bag with frozen ice packs (-15 °C to 4 °C/5 °F to 39 °F) for up to 24 hours
 | Make sure zipper area is clean of milk to avoid potential leaking
 | When transferring milk from bag to bottle, use your breast shield as a funnel
 | Gently shake bottle to blend any fat that may have separated
 | Download and use the MyMedela app to track your pumping (depending on availability)
- DE** | Beschriften Sie den Muttermilchbeutel vor dem Befüllen.
 | Befüllen Sie den Beutel nicht über die 180-ml-Markierung hinaus, da sich Muttermilch beim Einfrieren ausdehnt.
 | Für den Transport können Sie Ihre Milch in einer isolierten Kühltasche mit Kühlelementen (-15 °C bis 4 °C) bis zu 24 Stunden aufbewahren
 | Achten Sie darauf, dass sich im Verschlussbereich keine Milch befindet, um ein Auslaufen zu vermeiden.
 | Verwenden Sie Ihre Brusthaube als Trichter beim Eingießen der Milch vom Beutel in die Flasche.
 | Schwenken Sie die Milchflasche sanft, um eventuell abgesetztes Fett wieder mit der Milch zu vermischen.
 | Laden Sie die MyMedela-App herunter, um Ihre Abpumpergebnisse zu verfolgen (je nach Verfügbarkeit).
- FR** | Étiqueter le sachet de conservation pour lait maternel avant de le remplir.
 | Ne pas remplir le sachet au-delà du repère de 180 ml, car le lait maternel se dilate en gelant.
 | En déplacement, il est possible de conserver le lait maternel 24 heures maximum dans un sac isotherme avec des pains de glace (de -15 °C à 4 °C/5 °F à 39 °F)
 | Vérifier l'absence de lait autour de la zone de fermeture pour éviter toute fuite éventuelle.
 | Pour transférer le lait du sachet dans le biberon, utiliser la tétérèlle comme entonnoir.
 | Secouer délicatement le biberon afin d'homogénéiser les corps gras.
 | Télécharger et utiliser l'appli MyMedela pour suivre l'expression (selon disponibilité).
- IT** | Etichettare la sacca per la conservazione del latte materno prima di riempirla
 | Non riempire la sacca oltre il segno da 180 ml perché il latte materno si espande quando congela
 | Quando sei fuori, puoi conservare il tuo latte fino a 24 ore in una borsa termica isolata con elementi refrigeranti (da -15 °C a 4 °C)
 | Assicuratevi che l'area della chiusura ermetica non contenga tracce di latte per evitare il rischio di fuoriuscite
 | Quando trasferite il latte dalla sacca alla bottiglia, utilizzate la coppa per il seno come imbuto
 | Agitate dolcemente la bottiglia per miscelare il grasso eventualmente separato.
 | Scaricate e utilizzate l'app MyMedela per tenere traccia dell'estrazione del latte (in base alla disponibilità)
- NL** | Label het moedermelkbewaarakje voor het vullen
 | Vul het zakje niet voorbij de markering van 180 ml; moedermelk zet uit tijdens invriezen
 | Als je op reis bent, kun je je melk in een koeltas met bevroren koelelementen (-15 °C tot 4 °C/5 °F tot 39 °F) bewaren gedurende maximaal 24 uur
 | Zorg ervoor dat er geen melk op de sluiting komt om mogelijke lekkage te voorkomen
 | Gebruik je borstschild als trechter voor het overgieten van de melk van het zakje naar een flesje
 | Schud het flesje zachtjes om eventueel gescheiden vet door de melk te mengen
 | Download en gebruik de MyMedela app om je kolfsessies bij te houden (afhankelijk van de beschikbaarheid)

25

6 oz/180 ml bags



single use only!



do not heat in microwave!



Medela AG
 Lättichstrasse 4b
 6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

© Medela AG

201.0128/2017-05/B