



## Láhev s víčkem na kolostrum, 35 ml

### Důležité bezpečnostní upozornění

- **\*Pozor:** Jedná se o jednorázový produkt, který není určen na další použití. Opakované používání by mohlo způsobit ztrátu mechanických a/nebo biologických vlastností a mohlo by způsobit kontaminaci.
- Použijte novou jednorázovou lahvičku pro každé odsávání.
- Nepoužívejte v případě poškození obalu.
- Používejte jen s originálním příslušenstvím Medela.
- Nikdy nenechávejte příslušenství bez dozoru a udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud se vyskytnou problémy nebo bolest, poraďte se se svým lékařem nebo laktiční poradkyní.

### Skladování/ Rozmrazování mateřského mléka

- Uchovávejte dle pokynů, které jsou uvedeny v návodu k odsávačce Medela nebo podle konkrétních pokynů, které dostanete v porodnici.
- Úložná kapacita až 35 ml, odsávací kapacita až 20 ml.
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani BPA.

### Likvidace

Lahvičky a víčka jsou vyrobeny z plastu. Likvidujte v souladu s místními předpisy.

REF



Pokud není otevřená nebo poškozená



CE 0123



EU Rep.: Medela AG, CH-6341 Baar, Switzerland

DN FORMED Brno s.r.o.  
Hudcova 76a, 612 00 Brno, +420 532 198 888  
www.dnformed.cz dnformed@dnformed.cz  
www.medela.cz medela@medela.cz

©Medela AG/2016-02/D