

Určena pro dospělé i děti

Odsávačka Clario je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest.

OBLAST POUŽITÍ

Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.

Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Hygiena a nezávislost kdekoliv

TROJNÁSOBNÝ HYGIENICKÝ KONCEPT

- plovák v láhvi zabraňuje přesátí
- integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté tekutiny v případě přesátí
- uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny do odsávačky

VÍCE VOLNOSTI A POHYBU

- napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
- praktická brašna s možností uchycení např. na vozík

SNADNÁ OBSLUHA

- pouze dva ovládací prvky
- jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání

PŘEDNOSTI

- snadná údržba
- tichý provoz
- malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty



SPECIFIKACE

- sací výkon: 15 l/min
- podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení:
 - minimum -135 mmHg, -18 kPa (+/- 15%)
 - medium -270 mmHg, -36 kPa (+/- 15%)
 - maximum -600 mmHg, -80 kPa (+/- 15%)
- speciální membránový systém zabraňující přesátí
- bezpečnostní komora
- světelná indikace chodu
- madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
- napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
- provoz na baterii 50 min. (u verze AC/DC)
- možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)

ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávovat)
- 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm
- 1x síťový kabel s adaptérem
- 1x baterie NiMH (u verze AC/DC)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- brašna (u typu DeLuxe již v ceně společně s náhradní lahví a víčkem)
- kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
- manometr pro sledování vakua

ZÁRUKA

2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLA

N014.0014

Clario - AC



N014.0114

Clario - AC / DC



N014.0214

Clario - AC / DC DeLuxe



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Klasifikační třída | IIa |
| Hmotnost | AC 1,7 kg, AC/DC 2,0 kg |
| Rozměr | V223 × Š255 × H95 mm |
| Příkon | 220–240 V, 50 Hz |
| Výkon | 110 W |

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.