


# mother's milk, everyday amazing™ medela



**1** Unique 180° bristle design for spray-free, no-mess cleaning. Keeps glass and plastic scratch-free

Уникальная щетина с углом раскрытия 180° для аккуратного очищения без брызг. Не оставляет царапин на стекле и пластике




**2** Flexible head with 180° wave-shaped bristles adjusts to the contours of your bottle to reach every nook and cranny

Гибкая головка с волнистыми щетинками и углом раскрытия 180° позволяет очистить бутылочку любой формы

**3** Teat cleaner with spiral-shaped ridges removes residue from hard to reach places in teats and pump parts

Ручка со спиралевидным скребком для очистки сосок удаляет налет с труднодоступных частей сосок и молокоотсосов



**4** Stand stores the brush upright for quick, hygienic drying

Подставка удерживает щетку в вертикальном положении и позволяет высушить ее быстро и безопасно

## Quick Clean™ Bottle brush Щетка для бутылочек

### Attention

Do not microwave, boil or steam sterilize. Top rack dishwasher safe. Replace every 30-45 days or at first sign of wear. Wash before first use.

**Warning:** This product is not a toy. Please keep out of the reach of babies and children.

### Внимание!

Запрещается стерилизовать изделие в микроволновой печи, кипящей воде или паровом стерилизаторе. Можно мыть в верхнем отделении посудомоечной машины. Изделие необходимо менять каждые 30-45 дней или при первых признаках износа. Перед первым использованием изделие необходимо промыть.

**Предупреждение.** Данное изделие не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте.

### HU Quick Clean™ Palackkefe

Alapos, kímélő palack- és etetőcumi-tisztítás

1 Egyedi 180°-os sörte kialakítás a fröcskölésmentes, rendezett tisztításért. Az üveg és a műanyag nem karcosodik meg **2** A rugalmas fejrész 180°-os, hullám alakú sörtejének köszönhetően követi a palack körvonalát, így minden sarkot és rést elérhet vele **3** A spirális fejrészű etetőcumi-tisztító az etetőcumi és a mellszívóalkatrészek nehezen elérhető helyeiről is eltávolítja a maradékot **4** A tartóban a kefe függőlegesen tárolható, így gyorsan és higiénikusan szárad meg

**Figyelem** Ne melegítse mikrohullámú sütőben, ne forralja és ne sterilizálja gőzzel. A mosogatógép felső rekeszében mosható. 30-45 naponként vagy az elhasználódás első jeleinek észlelését követően cserélje ki. Az első használat előtt mossa el. **Figyelmeztetés: Ez a termék nem játék. Csecsemőtől és gyermekektől távol tartandó.**

### CS Quick Clean™ Kartáč na láhve

Důkladné, jemné čistení lahví a saviček

1 Jedinečná konštrukcia se štetinami se sklonom 180° pro bezproblémové čistenie bez zbytočného nepořádku a strikání okolo. Zachováva sklo a plast bez škrábanců **2** Ohebná hlava až do uhlu 180° s vlnovitě tvarovanými štetinami se prispôsobuje tvaru lahve a dosáhne do každého koutku a skulinky **3** Čistič savičky se spirálovitým kartáčem odstraňuje zbytky z ťažko prístupných miest v savičkách a častí odsávačky **4** Stojan na uložení kartáča pro jeho rýchle a hygienické vysušenie

**Pozor** Nesterilizujte v mikrovlnné troubě, varem ani parou. Vhodné pro mytí v horním patře myčky na nádobí. Vyměňte každých 30-45 dní nebo při prvních známkách opotřebení. Před prvním použitím umyjte. **Varování: Tento produkt není hračka. Uchovávejte mimo dosah miminek a dětí.**

### TR Quick Clean™ Biberon fırçası

Biberonlar ve emzikler için kapsamlı, hassas temizlik

1 Benzersiz 180° kıl tasarımı, spray olmadan ayrıntılı temizlik sunar. Camı ve plastiği çizmez **2** Dalga şeklindeki 180° killarıyla esnek fırça kafası, biberonunuzun hatlarına uyum sağlayarak her köşesine ulaşır **3** Spiral şeklindeki çıkıntılar, emziklerin ve pompa parçalarının ulaşılması zor kısımlarındaki kalıntıları temizler **4** Stant, fırçayı dik tutarak hızlı ve hijyenik bir şekilde kurumasını sağlar

**Dikkat** Mikrodalga içine koymayın, kaynatmayın veya buharla sterilize etmeyin. Bulaşık makinesinin üst rafına koyun. 30 ila 45 günde bir veya ilk aşınma belirtisini gördüğünüzde yenisiyle değiştirin. İlk kullanımdan önce yıkayın. **Uyarı: Bu ürün oyuncak değildir. Lütfen bebeklerin ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.**



Precíz tisztítás - nincs maradék  
Důkladné čistení - žádné zbytky  
Hassas temizlik, kalıntı bırakmaz

medela.com



Medela AG  
Lättlichstrasse 4b  
6341 Baar, Switzerland

© 2018 Medela AG

Импортер: ООО «Медела», +7 495 150 3534,  
(адрес принятия претензий): 115419, г.Москва,  
ул. Орджоникидзе, д.11, стр.10, офис 4А  
info@medela.ru, www.medela.ru

Материал: Щетка - Полиэтилен и ТПЭ;  
Щетина - Нейлон (Полиамид);  
Подставка - Полипропилен.



Content may vary from picture. Содержимое коробки может отличаться от изображения. A doboz tartalma a képtől eltérhet. Provedení produktu se nemusí shodovat s obrázkem. İçerdiği resimdeki den farklı olabilir.

REF 101037160



7 612367 062978 >

© Medela AG/ref. master doc. 101037162/A  
101037291/2018-08/A